



AZIENDA INNOVATIVA  
DI PRODOTTI CHIMICI  
NELLA ZOOTECNICA

---

# Linea RK

pp 3-5



# Bagni Podali

pp 6-9

# Linea RK



## Perchè utilizzarla per i Bagni Podali?

### FUNZIONE DEI PRODOTTI RK:

- ▶ Prevenzione e cura della dermatite intradigitale e dermatite digitale
- ▶ Prevenzione e cura dei flemmoni intradigitali
- ▶ Riduzione utilizzo antibiotici

### ATTIVITÀ DEI PRODOTTI RK:

- ▶ Abbattere la popolazione batterica dello zoccolo che causa dermatite e flemmone intradigitale
- ▶ Creare un film protettivo contro lo sporco
- ▶ Detergere e mantenere gli zocchi più puliti

### PREVIENE E CURA LE PRINCIPALI MALATTIE BATTERICHE PODALI GRAZIE A:

- ▶ Sanitizzanti stabilizzati per un controllo efficace di tutti i patogeni
- ▶ Solfato di rame ionizzato in soluzione, efficace contro funghi, alghe e batteri
- ▶ Mix di tensioattivi e solventi che fanno aderire e penetrare i principi attivi nelle pieghe della cute
- ▶ Resine fissative che incollano tutti i principi attivi sulla cute per un'azione prolungata nel tempo



# Linea RK



## Perchè utilizzarla per i Bagni Podali?

### ALTRE CARATTERISTICHE

- ▶ Adatti alle produzioni biologiche
- ▶ Sicurezza per animali e uomini
- ▶ Aumento del benessere della mandria e delle performances zootecniche
- ▶ Possibilità di personalizzare i prodotti

I prodotti si applicano sia in vasca che a spruzzo direttamente sugli zoccoli. Sono registrati per l'utilizzo anche con vasca automatica.

La linea RK è composta da tre prodotti principali con caratteristiche tecniche differenti così da soddisfare le esigenze di mandrie diverse per stabulazione, affollamento, pressione batterica, climatizzazione, management.

### SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- ▶ Si utilizzano componenti 100% biodegradabili


La commissione europea indica nelle proprie linee guida dell'antibiotico resistenza 2013/652/UE l'obiettivo di ridurre il consumo di antibiotici tramite la prevenzione delle malattie. L'azione della linea RK consente di limitare l'utilizzo degli antibiotici.



# Linea RK




## Perchè utilizzarla per i Bagni Podali?



## Dati 2020 di aziende con mandria da 100 a 950 capi

(media generale di aziende di Cremona, Padova, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Gorizia)





# Bagno Podale Standard

Lunga fino a 3 metri, questa vasca più ampia per Bagni Podali è installata comodamente nell'uscita, assicurando che ogni bovina immerga ogni zoccolo due volte ogni passaggio.

- ▶ Dotata di un resistente pavimento in gommaper massimizzare il comfort della bovina.
- ▶ Utilizza una valvola separata per il Flush e il riempimento, la vasca si svuota attraverso una porta di apertura sul lato frontale.
- ▶ Si pulisce e si riempie efficacemente in 3 minuti.
- ▶ Completamente automatico con funzione manuale.
- ▶ 2 pompe chimiche di serie per prodotti chimici alternativi.
- ▶ Costruzione completamente in acciaio inossidabile piegato.
- ▶ Nessuna pompa elettrica o parti mobili non necessarie, riducendo i costi di manutenzione e assistenza.



# Bagno Podale Excel

Fino a 3,6 m di lunghezza e leggermente più profondo rispetto allo standard, il Bagno Podale Hoofcount Excel consente 3 immersioni per zoccolo ogni volta che la bovina passa attraverso il bagno.

- ▶ Contiene meno acqua e sostanze chimiche, riducendo i costi di gestione.
- ▶ Si svuota, pulisce e ricarica in 3 minuti.
- ▶ I robusti pannelli laterali in acciaio inossidabile evitano qualsiasi schiacciamento nella vasca da bagno e assicurano che ogni zoccolo si immerga ogni volta in ogni momento.
- ▶ Il bagno Excel può essere montato in qualsiasi stalla e funziona esattamente nello stesso modo del bagno Standard.
- ▶ Perfetta per sistemi di mungitura a giostra, sale di mungitura con uscita rapida e per aziende con un elevato numero di bovine in mungiture.







# Bagno Podale per Robot di Mungitura

La cura degli zoccoli dovrebbe essere una priorità in qualsiasi stalla con robot. Le vacche sane fanno visite più frequenti nel robot di mungitura.


- ▶ Utilizzando ogni giorno, il sistema HOOFCOUNT consente di ridurre al minimo le dosi dei prodotti chimici.
- ▶ In un sistema di mungitura robotizzata, le bovine possono effettuare numerose visite al robot in un periodo di 24 ore e quindi escludere la necessità di utilizzare un bagno più lungo.
- ▶ Un pediluvio HOOFCOUNT può essere realizzato in qualsiasi lunghezza, la maggior parte delle aziende che richiedono un bagno tra 1,6 m e 2,5 m.
- ▶ Un bagno HOOFCOUNT può adattarsi perfettamente a testa a testa e Individuale.





# Smart Control

Il controllo tramite smartphone consente di accedere agli incentivi 4.0: un credito d'imposta fino al 50% del costo di una attrezzatura automatizzata con controllo remoto.



# IL CICLO

- ▶ BAGNO DI SOLUZIONE
- ▶ CONTEGGIO DELLE BOVINE
- ▶ SVUOTAMENTO DELLA VASCA
- ▶ LAVAGGIO DELLA VASCA
- ▶ RIEMPIMENTO DELLA VASCA
- ▶ AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE RICHIESTE
- ▶ MIX DELLA SOLUZIONE
- ▶ BAGNO DI SOLUZIONE





Birillo Srl  
Galleria del Corso, 1  
20122 MILANO (MI)

Tel. +39 339 4306708  
info@birillosrl.it

[www.birillosrl.it](http://www.birillosrl.it)